

Philips Amara Gel
Swivel

Standard

HH1241



När det är rätt säger det bara klick

Anslut den flexibla slangen (medföljer din CPAP-enhet eller din bi-level-enhet) till Amara Gel-swiveln. Gör att du tillfälligt kan kopplas bort från maskinen för exempelvis toalettbesök mitt i natten.

Lättanvända

- Komfort och hög prestanda

PHILIPS

Swivel
Standard

HH1241/00

Specifikationer

Funktioner

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Lättanvända: Snabb bortkoppling

Specifikationer

- Swivel, material: Polykarbonat

Enkelhet

- Snabb bortkoppling



Publiceringsdatum
2017-08-31

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 010 81899
UPC: 6 06959 40134 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com