

Philips TrueBlue

S-koko

HH1017



Sininen Premium-geeliosa on ohut ja kevyt

TrueBlue-nenätyynyä ja -tiivistettä on viittä mukavaa kokoa.

Muotoilu

- Sininen Premium-geeli

PHILIPS

Nenätyyny ja tiiviste
S-koko

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Itsesäätyvä: Auto-Seal-tekniikka

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Tekniset tiedot

- Pehmusteen materiaali: Polyuretaanigeeli ja polyesterikalvo
- Tiivisteiden materiaali: Silikoni

HH1017/00

Kohokohdat

Mukavuus



Sininen Premium-geeli ja ohut, muotoutuva silikoninen ulkokalvo tiivistävät maskin tehokkaasti ja muodostavat itsetiivistyvän järjestelmän.



Julkaisupäivä 2017-12-08

Versio: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71862

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com