

Philips
Wisp CPAP -nenämaski ja
pääremmi

Pakkaus

3 nenätyynykokoa (S/M, L, XL)
mukana pääremmit

HH1024



Tehokkuuden uusi ilme.

Wisp-maskin innovatiivinen Auto-Seal-tekniikka mukautuu jokaiseen liikkeeseesi. Maski pysyy erittäin tiiviinä, joten voit nukkua levollisesti.

Avoim näkökenttä

- Voit lukea, katsoa televisiota tai käyttää silmälaseja

Kompakti muotoilu

- Yli 98 % käyttäjistä kokee, että Wisp istuu mukavasti*

Tehokkuus ja mukavuus

- Nopeuttaa ja helpottaa säätämistä.

PHILIPS

Tekniset tiedot

pienikokoinen

- Helppo säätää: Hiljainen uloshengitysäni

Tekniset tiedot

- Äänenpainetaso: 19 dBA
- Osien määrä: Kuusi
- Pehmusteen materiaali: Silikoni/polykarbonaatti
- Pääremmin materiaali: UBL/uretaanivahto/nailon/elastaani/termoplastinen nailon
- Rungon materiaali: Nailon/elastaani/uretaanivahto
- Kääntyvän liitännän materiaali: Silikoni/polykarbonaatti
- Letkun materiaali: Termoplastinen polyesterielastomeeri
- Puhdistusohjeet: maski: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

- Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali: Polykarbonaatti
- Pääremmin liittimien materiaali: Asetaali-kopolymeeri
- Käyttöpaine: 4–20 cmH₂O

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Käyttötarkoitus

- Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

Muotoilu

- Mukavuus: Joustava päälakiremmi
- pienikokoinen: Helppo säätää
- Patentoitu muotoilu: Nenänkärjen mallinen pehmuste
- Hiljainen uloshengitysäni: 360 astetta kääntyvä kulmakappale

Kohokohdat

Lisää itsenäisyyttä



Wispin sulavalinjaisen muotoilun ansiosta otsapehmustetta ei tarvita lainkaan, joten näkökenttäsi jää entistä vapaammaksi.

Kompakti muotoilu, luonnollinen istuvuus



Nenänkärjen mallinen pehmustetyyny on suunniteltu asettumaan nenänvarren alaosaan, ja se tiivistää maskin tehokkaasti mahdollisimman vähäisellä kasvokosketuksella. * Vahvistettu antropometrisen tietokannan avulla

Yksinkertainen mutta erittäin tiivis maski



Muotoilu ja pääremmien liittimet helpottavat käyttöä ja puhdistusta.



Julkaisupäivä 2018-04-03

Versio: 5.0.1

12 NC: 0000 010 94061
UPC: 6 06959 02127 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Vahvistettu antropometrisen tietokannan avulla