

Philips Wisp
Magnetiska knäppen

2 per förpackning

HH1027



Knäppen gör det enkelt att justera huvudbandet

Enkelt att klickjustera huvudbandet med justerbara spännen. Gör det snabbt och enkelt att anpassa och justera.

Lättanvänd

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Design

- Enkelt att klickjustera huvudbandet med justerbara spännen

PHILIPS

Magnetiska knäppen
2 per förpackning

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

- Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Enkel montering: Självjusterande

Specifikationer

- Knäppen för huvudband, material:
Acetalkopolymer- och neodymiummagnet

HH1027/00

Funktioner

Enkel att justera



En minimal mängd delar och huvudband med knäppen för klickjustering gör det enkelt att använda och underhålla.

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.



Publiceringsdatum
2018-04-19

Version: 4.1.1

12 NC: 0000 011 20434
UPC: 6 06959 03969 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com