




Philips DreamWear
Fuld ansigtspude

Fuld ansigtsmaske Reservedel
Lille pude



HH1128

Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

Innovativt design

- Modulært design giver flere valgmuligheder

Behagelig og nem at anvende

- Nem at anvende
- Fuld ansigtspude under næsen

PHILIPS

Fuld ansigtspude
Fuld ansigtsmaske Reservedel Lille pude

Specifikationer

Produktoplysninger

- Materialer: Polykarbonat, Silikone
- Garanti: 90 dage

Rengøring: Pude

- Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl

grundigt, lad lufttørre!

Udskiftning

- Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn på slitage

HH1128/01

Vigtigste nyheder

Nem at anvende



Består kun af få dele og er nem at samle, skille ad og rengøre.

Valgfrihed



Det modulære design giver brugerne mulighed for at vælge den pude, der passer bedst til dem, og på samme ramme.

Slut med røde mærker på næseryggen



Pudens innovative under næsen-design betyder, at det er slut med røde mærker, ubehag og irritation på næseryggen. **



Udgivelsesdato
2018-04-26

Version: 1.2.1

12 NC: 0000 011 33430
UPC: 6 06959 41457 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.

* Se venligst brugervejledningen for at få en mere detaljeret rengøringsvejledning.