

Philips  
Kit batterie lithium-ion  
pour PPC

**Kit**

av. étui pr câble et adaptateurs de  
étui

**HH1433**



# Tranquillité d'esprit

## Onduleur

Fournit une alimentation sans interruption pour les appareils de traitement des troubles du sommeil DreamStation et System One.

### **Fiabilité et tranquillité d'esprit**

- Onduleur (UPS) intégré

### **Pratique pour voyager**

- Léger et facile à transporter. Il ne pèse que 1,02 kg.
- Compacte et légère

### **Poursuivez votre traitement en déplacement**

- Grande autonomie de la batterie

**PHILIPS**

Kit batterie lithium-ion pour PPC  
Kit av. étui pr câble et adaptateurs de, étui

# Caractéristiques

## Entretien

- Garantie: 90 jours

## Dimensions

- Largeur: 3,17 cm
- Hauteur: 13,33 cm
- Profondeur: 22,86 cm

## Alimentation

- Fournit l'alimentation nécessaire: Compatible avec DreamStation
- Compatible avec: System One série 50 et série 60

## Poids et dimensions

- Poids: 1,02 kg

HH1433/00

# Points forts

## Pratique pour voyager



Facile à transporter, il est idéal pour le camping et les déplacements. La batterie utilise l'alimentation de l'appareil de traitement des troubles du sommeil Philips pour réduire le nombre de câbles nécessaires lors des voyages. Elle répond également aux exigences de la FAA en matière de transport aérien.

## Tranquillité d'esprit



L'onduleur permet de réduire les interruptions du traitement. La connexion en continu du kit de batterie sur l'alimentation de l'appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics permet de le maintenir chargé. L'appareil est ainsi prêt à voyager et protégé contre les coupures d'alimentation.

## Compacte et légère



Se range facilement dans la mallette de transport.

## Gérez votre traitement lors de déplacements

La batterie offre plus de 14 heures d'autonomie pour les appareils de PPC. Conditions du test d'exécution de la PPC : mode PPC, pression de 10 cmH<sub>2</sub>O, absence d'humidification chauffante ou de circuit chauffant.



Date de publication  
2017-12-22

Version: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942  
UPC: 6 06959 03328 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ces accessoires de confort sont facultatifs. Ils peuvent être achetés en supplément, mais ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie.