

Philips Pico  
Hodestropp

Standard størrelse

HH1035



## Hodestropp som tilpasses med et klikk

SlimLine-hodedel med integrert pannestøtte og stabiliserende hodestropp

### Lett å tilpasse

- Personlig, komfortabel tilpasning

**PHILIPS**

Hodestropp  
Standard størrelse

# Spesifikasjoner

## Service

- Garanti: 90 dager

## Utforming

- Komfort: Selvjusterende

## Beskrivelser

- Hodedelmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra
- Rengjøring: hodestropp, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

HH1035/01

# Høydepunkter

## Lett å tilpasse



Selvjusterende med hodestropp



Utgivelsesdato  
2017-08-20

Versjon: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04934  
UPC: 6 06959 00906 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)