



Philips DreamWear  
Maske

**3 putestørrelser**  
Mellomstor ramme



HH1124

## Som om du ikke har noe på deg\*

Med friheten og komforten du får med DreamWear Gel Pillows, kan du sove akkurat slik du vil.

### Nyskapende utforming

- Luftrørtilkobling øverst på hodet
- Pute med gelputer
- Støtter søvnbehandlingen
- Modulær design

### Komfortabel utforming

- Enkel å tilpasse
- Myke stoffomslag
- Slank hodestropp
- Myk og fleksibel ramme

### Uhindret synsfelt

- Åpen utforming for et svært bredt synsfelt

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Enkel å tilpasse



Velg puten slik at putens blå gelbaser sitter komfortabelt under nesens uten mellomrom. Kun den myke silikonspissen skal være inni neseborene. Stikk ikke noen del av den blå gelbasen inn i nesens.

## Sov slik du vil



Ved å flytte på slangen til toppen av hodet gir DreamWear Gel Pillows større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear Gel Pillows.

## Pute med gelputer



Mindre ubehag på ansiktet, i nesens og neseborene. Brukere syntes DreamWear Gel Pillows var mer behagelig enn den foreskrevne masken.

## Modulær design



Modulær design for rask montering og rengjøring, med utskiftbare puter og nesepolstring.

## Slank hodestropp



DreamWear kombinerer komfort med estetikk. Brukere rapporterte at DreamWear Gel Pillows-masken kom nærmest til å få dem til å føle at de har ingenting på, sammenlignet med den foreskrevne masken.

## Myke stoffomslag



Gir et myk grensesnitt til kinnene.

## Myk og fleksibel ramme



Det fleksible materialet som luften strømmer gjennom, legges forsiktig mot huden og er behagelig å ha på seg.

## Uhindret sikt



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

## Støtter søvnbehandlingen



DreamWear gir deg frihet til å velge puten som passer best for deg, noe som gir deg bevegelsesfrihet og bedre søvnkvalitet.

# Spesifikasjoner

## Produktdetaljer

- Antall deler: 5
- Materialer: Nylon, Polyuretanskum, Polykarbonat, Polyester, Polyuretangel, Silikon, Spandex
- Driftstrykk: 4–20 cmH<sub>2</sub>O
- Lydnivå: 18 dBA
- Garanti: 90 dager

## Innhold i pakke

- Inkluderer: Liten pute, Mellomstor pute, Stor pute, Mellomstor ramme

## Rengjøring: maske

- Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel: Skyll

grundig, la lufttørke<sup>1</sup>

## Rengjøring: hodestropp, slange

- Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel: Skyll grundig, heng til tørk<sup>1</sup>

## Tiltenkt bruk

- For pasienter over 30 kg: med foreskrevet CPAP

## Erstatning

- Kontroller daglig for slitasje: Bytt ved første tegn til slitasje



Utgivelsesdato  
2018-06-18

Versjon: 7.0.2

12 NC: 0000 011 25024  
UPC: 6 06959 02698 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

<sup>1</sup> \*2017 Philips' spørreskjema for brukerpreferanser  
\* Leveransen omfatter en standard maskeramme (størrelse M) og tre puter for alle størrelser (S, M, L). Søvnbehandlingsenheten følger ikke med.  
\* Kostnadene for DreamWear belastes enkeltpersoner. De godtgjøres som regel ikke av offentlige helsetjenester.