




Philips DreamWear
Helansiktsskudde

Helmask, utbytesdel
Large-kudde



HH1128

Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear Helmask kan du sova precis hur du vill.

Innovativ design

- En moduldesign för fler alternativ att välja bland

Bekväm och lättanvänd

- Lättanvänd
- Helansiktsskudde nedanför näsan

PHILIPS

Specifikationer

Produktdetaljer

- Material: Polykarbonat, Silikon
- Garanti: 90 dagar

Rengöring: kudde

- Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel: Skölj

noga och låt lufttorka¹

Byten

- Kontrollera eventuellt slitage dagligen: Byt ut vid första tecken på slitage

HH1128/03

Funktioner

Lättanvänd



Den består av få delar, vilket gör det enkelt att sätta ihop, ta isär och rengöra den.

Valfrihet



Den modulära utformningen gör att användaren kan välja den kudde som fungerar bäst på en och samma ram.

Inga fler röda märken på näsan



Den innovativa kuddesignen under näsan innebär att det är slut på röda märken, obehag och irritation på näsryggen.**



Publiceringsdatum
2018-04-16

Version: 1.2.1

12 NC: 0000 011 33432
UPC: 6 06959 41459 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

**Dataanalys från augusti 2017, patientpreferensstudie där n = 85 och de ordinerade maskerna omfattar Resmed Airfit F10 och F20, Respiroics Amara View och F&P Simplus, baserat på 10 dagars användning.

*¹Läs bruksanvisningen för mer detaljerad rengöringsinformation.