

Philips TrueBlue  
Hovedtøj

Reduceret størrelse

HH1015



## TrueBlue-hovedtøj har indlagt justerbare stropper

TrueBlue er udviklet til at give en højere grad af komfort, stabilitet og større bevægelsesfrihed med minimal justering.

### Design

- Ekstra stabilitet

**PHILIPS**

Hovedtøj  
Reduceret størrelse

# Specifikationer

## Service

- Garanti: 90 dage

## Design

- Stabilitet: Bagpanel med isserem

## Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon og Lycra
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

HH1015/00

# Vigtigste nyheder

## Justerbare stropper



Hovedtøjet har justerbare stropper, der samles i et enkelt bagpanel med en isserem, der øger stabiliteten



Udgivelsesdato  
2018-01-27

Version: 3.3.1

12 NC: 0000 010 71874

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)