

Philips  
Wisp-slange og knæstykke

Standard

HH1008



## Forbindes til forsiden af masken

Tilslut Wisp-slangen og knæ-drejeleddet til forsiden af masken. Du kan også skubbe maskens slange gennem løkken øverst på hovedtøjet, inden du trækker i hovedtøjet

### Design

- Roterende knæstykke

**PHILIPS**

# Specifikationer

# Vigtigste nyheder

## Design

- Hurtig frigørelse: 360° roterende knæstykke

## Service

- Garanti: 90 dage

## Specifikationer

- Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer
- Knæstykke-/drejeledsmateriale:: Polykarbonat

## Roterende knæstykke

Det 360° roterende knæstykke indeholder et Quick Release-design med støjsvag udånding



Udgivelsesdato  
2018-03-13

Version: 5.1.1

12 NC: 0000 011 05624

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)