

Philips
PAP-litiumakku

Sarja

mukana laitteen johto ja
sovittimet
kotelo

HH1433



Tuo mielenrauhaa

Keskeytymätön virransyöttö

Tuottaa keskeytyksettä virtaa DreamStation- ja System One -unihäiriöhoitolaitteille.

Antaa lisävarmuutta ja mielenrauhaa

- Kiinteä UPS-laite

Käytännöllinen matkoilla

- Helppo kuljettaa mukana: paino vain 1,02 kg.
- Pienikokoinen ja kevyt

Hoitoa myös muualla kuin kotona

- Pitkäkestoinen akku

PHILIPS

Tekniset tiedot

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Mitat

- Leveys: 3,17 cm
- Korkeus: 13,33 cm
- Syvyys: 22,86 cm

Virta

- Toimii virtalähteenä: Yhteensopiva DreamStation-laitteen kanssa
- Yhteensopivuus: System One 50- ja 60 -sarjat

Paino ja mitat

- Paino: 1,02 kg

Kohokohdat

Käytännöllinen matkoilla



Kulkee helposti mukana retkeillessä ja matkoilla. Akkupaketti saa virtansa Philipsin unihäiriöhoitolaitteen virtalähteestä, joten virtajohtoja tarvitaan vähemmän. Täyttää FAA:n lentomatkustamista koskevat vaatimukset.

Mielenrauhaa



UPS vähentää hoidon keskeytymisiä. Akkupaketti on koko ajan yhteydessä potilaan Philips Respironics -unihäiriöhoitolaitteeseen, joka pysyy aina ladattuna, käyttövalmiina ja suojattuna virtakatkoksilta.

Pienikokoinen ja kevyt



Sopii kätevästi kuljetuslaukkuun.

Pidä huolta hoidosta myös matkoilla

Akkupaketista riittää virtaa PAP-laitteisiin yli 14 tunnin ajaksi. PAP-laitteen käyttöajan testausolosuhteet: CPAP-tila, paine 10 cm H₂O, ei lämmitettyä kosteutusta tai letkua.



Julkaisupäivä 2018-02-21

Versio: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942
UPC: 6 06959 03328 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com