

Philips TrueBlue
Nesepute og klaff

Stor

HH1020



Premium blue-gelen er tynn og lett

TrueBlue-neseputen og -klaffen er tilgjengelig i fem komfortable størrelser.

Utforming

- Premium blue-gel

PHILIPS

Nesepute og klaff
Stor

Spesifikasjoner

Utforming

- Selvjusterende: Automatisk forseglingsteknologi

Service

- Garanti: 90 dager

Beskrivelser

- Putemateriale: Polyuretan-gel og polyesterfilm
- Klaffemateriale: Silikon

HH1020/00

Høydepunkter

Komfort



Sammen med Premium blue-gelen danner den tynne, spesialtilpassede ytre silikonmembranen en effektiv, selvjusterende forsegling.



Utgivelsesdato
2017-08-20

Versjon: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71865

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com