

Philips Wisp
Magnetiske klemmer

2 paks

HH1027



Spænder gør hovedtøjet let at justere

Hovedtøj med klikspænder med justerbare stropper. Giver hurtig og nem montering og justering.

Nem at anvende

- Hovedtøjets klemmer og maskepude indeholder magneter

Design

- Hovedtøj med klikspænder med justerbare stropper

PHILIPS

Magnetiske klemmer
2 paks

Specifikationer

Advarsel: Magnetisk interferens

- Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Let at tilpasse: Selvjusterende

Specifikationer

- Hovedtøjsspændemateriale: Acetal copolymer og neodymmagnet

HH1027/00

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Et minimalt antal dele og hovedtøj med klikspænder gør den nem at bruge og vedligeholde.

Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.



Udgivelsesdato
2018-04-16

Version: 4.1.1

12 NC: 0000 011 20434
UPC: 6 06959 03969 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com