

Philips System One  
Ultrafint filter

6-pack

HH1421

# Ytterligare filtreringskapacitet

Genomtänkt design

Luftfiltreringssystem i två steg ger ytterligare filtrering av mycket små partiklar för din enhet i System One 60-serien.

**Ytterligare filtrering av mycket små partiklar**

- Enkelt att sätta fast och ta bort

**PHILIPS**

Ultrafint filter  
6-pack

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dagar

### Design

- Ultrafint filter: för System One 60-serien

HH1421/00

## Funktioner

### Utbytbart

För optimal prestanda i System One-enheten. Används tillsammans med det återanvändbara pollen-/skumfiltret för att förhindra att fina partiklar tränger in i enheten. Ska bytas ut efter 30 natters användning eller tidigare om det finns tecken på skada eller om det ser smutsigt ut.



Publiceringsdatum  
2017-04-21

Version: 3.0.2

12 NC: 0000 010 29331  
UPC: 6 06959 00344 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)