

Philips  
Wisp-rør og -vinkelrør

Standard

HH1008



## Kobles til framsiden av masken

Koble til Wisp-rørene og vinkelkoblingen til framsiden av masken. Du kan også skyve maskerøret gjennom hodesløyfen på hodedelen før du drar i hodedelen

### Utforming

- Roterende vinkelrør

**PHILIPS**

# Spesifikasjoner

## Utforming

- Hurtigfrigjøring: Dreibart 360°-graders vinkelrør

## Service

- Garanti: 90 dager

## Beskrivelser

- Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer
- Materiale i vinkelrør/svingfeste: Polykarbonat

# Høydepunkter

## Roterende vinkelrør

Vinkelrøret roterer 360° og er utformet med hurtigkobling og stille utånding



Utgivelsesdato  
2018-03-08

Versjon: 5.1.1

12 NC: 0000 011 05624

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)