

Philips Amara View  
Huvudband

Large

HH1229



## Njut av utsikten

Hel ansiktsmask som ger komfort, hög prestanda och ett öppet synfält

### Lättanvänd

- Komfort och hög prestanda

**PHILIPS**

Huvudband  
Large

# Specifikationer

## Innovativ design

- Komfort och hög prestanda: Remmar i mjukt material

## Service

- Garanti: 90 dagar

## Specifikationer

- Huvudbandsmaterial: Polyuretan, Nylon-Lycra
- Rengöring av huvudband: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

HH1229/00

# Funktioner

## Innovativ design



En ram för alla kuddstorlekar



Publiceringsdatum  
2018-04-03

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 010 90696

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)