

Philips
PAP-lithiumbatterij

Set

met voedingskabel en adapters
tas

HH1433



Voor uw gemoedsrust

Ononderbroken stroomvoorziening

Levert een ononderbroken stroomvoorziening naar de DreamStation- en System One-apparaten voor slaaptherapie.

Biedt zekerheid en gemoedsrust

- Geïntegreerde UPS (ononderbroken stroomvoorziening)

Ideaal voor op reis

- Gemakkelijk te dragen. Slechts 1,02 kg.
- Compact en lichtgewicht

Continue therapie wanneer u van huis bent

- Batterij met een lange levensduur

PHILIPS

PAP-lithiumbatterij
Set met voedingskabel en adapters, tas

Specificaties

Service

- Garantie: 90 dagen

Afmetingen

- Breedte: 3,17 cm
- Hoogte: 13,33 cm
- Diepte: 22,86 cm

Vermogen

- Stroomvoorziening: Compatibel met DreamStation
- Compatibel met: System One 50-serie en 60-serie

Gewicht en afmetingen

- Gewicht: 1,02 kg

HH1433/00

Kenmerken

Ideaal voor op reis



Kan gemakkelijk worden gedragen. Ideaal voor kamperen en op reis. De batterij maakt gebruik van de stroomvoorziening van het Philips-apparaat voor slaaptherapie zodat u zo weinig mogelijk kabels hoeft mee te nemen. Daarnaast voldoet de batterij aan de FAA-vereisten voor reizen met het vliegtuig.

Betrouwbaar



Dankzij UPS wordt uw behandeling minder vaak onderbroken. Door de batterijset op de stroomvoorziening van het Philips Respironics-apparaat voor slaaptherapie aan te sluiten, zorgt u er niet alleen voor dat het apparaat altijd is opgeladen en reisklaar is, maar ook dat het wordt beschermd door de UPS.

Compact en lichtgewicht



Past perfect in de draagtas.

Therapie wanneer u van huis bent

De batterij kan PAP-apparaten 14 uur van stroom voorzien. Testomstandigheden PAP-gebruiksduur: CPAP-modus, druk: 10 cm H₂O, geen verwarmde bevochtiger of slangen.



Publicatiedatum
2018-02-05

Versie: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942
UPC: 6 06959 03328 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Deze comfortabele accessoires zijn optioneel. Ze kunnen als aanvulling worden aangeschaft. Eventuele vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering.