



Philips Nuance Pro
Pääremmi

Kangas
Normaali koko



HH1107



Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Innovatiivinen liukumaton remmiosa on suunniteltu pysymään paikallaan unen aikana

Pysyy paremmin paikoillaan

- Pysyy paikallaan unen aikana.

PHILIPS

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Pysyy paikallaan: Kevyt, Liukumattomat pääremmit

Tekniset tiedot

- Pääremmin materiaali: Nailon-UBL/uretaanivahto/elastaani
- Pääremmin puhdistaminen: Pese käsin miedolla

puhdistusaineella, huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Kohokohdat

Liukumattomat pääremmit



Nuance on suunniteltu tuntumaan miellyttävältä ja mukavalta.

