



Philips DreamWear
Helmask med huvudband

Helmask, utbytesdel
Standardhuvudband



HH1131

Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear Helmask kan du sova precis hur du vill.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Bekväm och lättanvänd

- Huvudband i mjukt material med magnetiska knäppen

PHILIPS

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

- Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

Produktdetaljer

- Material: Nylon, Polyuretanskum, Spandex
- Garanti: 90 dagar

Byten

- Kontrollera eventuellt slitage dagligen: Byt ut vid första tecken på slitage

Funktioner

Mjuk och bekväm



Huvudbandet i mjukt material är bekvämt att bära nattetid samtidigt som magnetknäpperna gör det lätt att justera utrustningen för rätt passform.

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäpperna i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.



Publiceringsdatum
2018-04-16

Version: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33450
UPC: 6 06959 41465 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* **Dataanalys från augusti 2017, patientpreferensstudie där n = 85 och de ordinerade maskerna omfattar Resmed Airfit F10 och F20, Respireonics Amara View och F&P Simplus, baserat på 10 dagars användning.