



Philips DreamStation  
Rejsesæt til DreamStation  
CPAP-enhed

**Taskefarve: lysegrå**  
Med 65 W-strømforsyning  
med USB-port

## Ideel til rejser

Kompakt rejsetaske til DreamStation

Giver patienterne en praktisk, kompakt og diskret måde at rejse med DreamStation

### **Ideel kombination af beskyttelse og bærbarhed**

- Få udbytte af din CPAP-behandling på farten

### **Ideel til rejser**

- Dedikerede rum

### **Inklusive 65 W strømforsyning med USB-port**

- med USB-port



HH1423

# PHILIPS

Rejsesæt til DreamStation CPAP-enhed  
Taskefarve: lysegrå Med 65 W-strømforsyning, med USB-port

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dage

### Rejse

- Dedikeret til DreamStation: Rejsetaske med 65 W-strømforsyning med USB-port kan rumme masken, hovedtøjet, slangerne og enheden

HH1423/00

## Vigtigste nyheder

### Letvægtsstrømforsyning




Kabinettet indeholder en 65 W-strømforsyning, som er mindre end den strømforsyning, der bruges til DreamStation-maskinen og fugteren. Strømforsyningen har en indbygget USB-port til opladning af mobiltelefoner og anden elektronik, mens du bruger DreamStation-maskinen.

### Kompakt og brugervenligt



En støbt indsats hjælper patienten med at pakke PAP-systemkomponenterne: maske og slanger, 65 W-strømforsyning, DreamStation UDEN fugter.

### Nem at bære og robust



Letvægtstaske af svært stof. Aftagelig skulderrem og strop på bagsiden, som nemt kan trækkes ned over håndtaget på en bagagerolley. Rum med lynlåslukning gør det nemt at komme igennem sikkerhedstjekket i lufthavnen, og rejsetasken passer nemt i flykabinens bagagehylde og under flysædet.



Udgivelsesdato  
2018-01-19

Version: 5.0.2

12 NC: 000E U11 20135  
UPC: 6 06959 02405 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Køb af dette medicinske udstyr medfører ikke ret til obligatorisk refusion fra sygesikringen  
\* Disse komforttilbehør er valgfrie. De kan tilkøbes som tilføjelser, men er ikke en del af de fordele, der dækkes af sygesikringen.