



Philips DreamWear
Geelipehmustetyyny

L-koko



HH1125

Höyhenenkevyt*

DreamWear-geelityyny antavat sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Helppokäyttöinen

- Yksilölliset ominaisuudet

Innovatiiviset geelityyny

- Helppo sovittaa
- Moduulirakenne
- Mukava ja toimiva

PHILIPS

Tekniset tiedot

Tuotteen tiedot

- Materiaalit: Polykarbonaatti, Polyuretaanigeeli, Silikoni
- Takuu: 90 päivää

Puhdistus: pehmuste

- Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtele

huolellisesti ja anna kuivua¹

Varaosat

- Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

Kohokohdat

Helppo sovittaa



Valitse sellainen pehmuste, että pehmustetyynyn sininen geelikanta istuu nenän alla tiiviisti. Vain pehmeän silikonikärjen pitäisi olla sisällä sieraimissa. Älä työnnä sinisen geelikannan mitään osaa sisälle nenääsi.

Innovatiivinen malli



Mukavat kasvoille, nenälle ja sieraimille. Käyttäjien mielestä DreamWear-geelityyny olivat miellyttävämpiä kuin heille määrätty maski.

Innovatiivinen malli



Helppo käyttää, sillä kaikki pehmustekoot sopivat samaan runkoon.

Moduulirakenne



Moduulimainen maski on helppo koota ja puhdistaa. Pehmusteet ja nenätyyny voi vaihtaa.



Julkaisupäivä 2018-07-03

Versio: 2.1.1

12 NC: 0000 011 25037
UPC: 6 06959 40240 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajansa omaisuutta.

www.philips.com

* **Philipsin vuonna 2017 tekemä käyttäjäkysely