



Philips Wisp
Slang med snabbkoppling

Tyg med giraffmönster

HH1043

Snabbkoppling

Gör att barnet tillfälligt kan kopplas bort från maskinen för exempelvis toalettbesök mitt i natten. Det mjuka överdragets giraffmönster hjälper barnet att känna sig mer bekvämt när masken används.

Lättanvänd

- Komfort och hög prestanda

PHILIPS

Slang med snabbkoppling
Tyg med giraffmönster

HH1043/00

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Enkel montering: Självjusterande

Innovativ design

- Komfort och hög prestanda: Snabb bortkoppling

Specifikationer

- Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka
- Slangens överdrag: Nylon/spandex

Funktioner

Innovativ design



Snabb bortkoppling



Publiceringsdatum
2018-06-19

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 011 04977
UPC: 6 06959 40236 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com