

Philips Nuance Pro  
Sieraintyyny

S-koko

HH1102



## Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Mullistavat geelipehmustetyynyt takaavat erinomaisen käyttömukavuuden ja tiiviiden – tuloksena on aivan uudenlainen sierainmaski

### **Geelityynyt**

- Geelityynyt mukautuvat erikokoisiin sieraimiin.

**PHILIPS**

Sieraintyyny  
S-koko

# Tekniset tiedot

## Muotoilu

- Mukavuus: Geelityynyt, Tiiviimpi vaihtoehto, Vähemmän nenä-ärsytystä

## Huolto

- Takuu: 90 päivää

## Tekniset tiedot

- Pehmusteen materiaali: Silikonikumi

HH1102/00

# Kohokohdat

## Tiivis ja mukava käyttää



Nuance on uudenlainen sierainmaski, jossa on hyödynnetty geelin erinomaista mukavuutta ja tiivistyskykyä. Siksi se tuntuu nenää vasten mukavammalta kuin perinteiset sierainmaskimallit.



Julkaisupäivä 2018-02-13

Versio: 4.1.3

12 NC: 0000 011 05173

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)