

Philips DreamStation
Oppvarmet slange

15 mm
Erstatningsslange

HH1413



Gir deg økt komfort

Design som bygger på erfaring

Tilhører Dream-produktserien: utformet for å levere nøyaktig det fuktighetsnivået du foretrekker, uavhengig av utendørstemperaturen og fuktigheten (samtidig som den beskytter mot for mye væske)

Sørger for at den fuktete luften holdes fuktig

- Behagelig, varm luft

PHILIPS

Oppvarmet slange
15 mm Erstatningsslange

Spesifikasjoner

Utforming

- Komfort: Fleksibelt, lett å flytte

Kompatibilitet

- Kompatibel med: Kun for DreamStation

Nyskapende utforming

- Komfort og ytelse: Avgir behagelig, varm luft

Service

- Garanti: 90 dager

HH1413/00

Høydepunkter

Forbedrer komforten



Når det er koblet til DreamStation-fukteren, kan slangen varmes opp for å holde den fuktete luften fuktig underveis i slangen. Det gir deg bedre nattesøvn og økt komfort.



Utgivelsesdato
2017-08-26

Versjon: 2.0.2

12 NC: 8670 001 40756
UPC: 6 06959 02233 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com