

Philips Pico
Näsmask

Förpackning

med kudde i storlek Small/
Medium

HH1032



Prestanda med mervärde

En genuint tilltalande traditionell näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet som är enkel, bekväm och har utmärkt tätning.

Kompakt design

- Pico sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*
- Den lättaste och minsta traditionella näsmasken*

Prestanda och komfort

- Ger snabb och enkel anpassning och justering

PHILIPS

Näsmask

Förpackning med kudde i storlek Small/Medium

Specifikationer

Lätt och liten

- Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

Service

- Garanti: 90 dagar

Specifikationer

- Drifttryck: 4–20 cm H₂O
- Ljudtrycksnivå: 19 dBA
- Antal delar: Fem
- Kudde, material: Silikon/polykarbonat
- Huvudbandsmaterial: UBL/uretanskum/nylon/lycra

- Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noga och låt lufttorka
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, skölj noggrant, häng upp för att torka
- Ram/knärör/svivel, material: Polykarbonat
- Talon-klämmor, material: Termoplastisk polyesterelastomer

Avsedd användning

- För patienter över 30 kg: med CPAP-ordination

HH1032/01

Funktioner

Kompakt design för en naturlig passform




Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. *Data på fil, intern marknadsundersökning 2013

Minimal design, överlägsen tätning



Designen och huvudbandets klämmor gör användningen och rengöringen enklare.

Det lättaste och minsta alternativet



Pico är en näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet vilket gör det möjligt att titta på tv eller läsa medan du har den på dig. *Data på fil, intern marknadsföringsenkät 2013



Publiceringsdatum
2017-03-22

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04921
UPC: 6 06959 00893 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com