



Philips DreamWear
Bøyle

Reservedel
Mellomstor bøyle



HH1117

Som om du ikke har på deg noe.*

Med friheten og komforten du får med DreamWear, kan du sove akkurat slik du vil.

Nyskapende utforming

- Luftrørtilkobling øverst på hodet
- Myk og fleksibel bøyle

Lett å bruke

- Funksjoner bare for deg

PHILIPS

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

- Komfort og ytelse: Myke tekstilstropper

Produktdetaljer

- Materialer: Polykarbonat, Silikon
- Garanti: 90 dager

Rengjøring: bøyle

- Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel: Skyll grundig, la lufttørke¹


Erstatning

- Kontroller daglig for slitasje: Bytt ved første tegn til slitasje

HH1117/00


Høydepunkter

Brukervennlig bøyle



Enkel å bruke. Velg en av de tre bøylestørrelsene som passer deg best. Alle bøylestørrelsene passer med alle putestørrelsene.

Nyskapende bøyلةutforming



Den myke, fleksible bøylen er behagelig å ha på om natten. Brukere har uttalt at det føles som om de ikke har på seg noe i det hele tatt.*

Bevegelsesfrihet



Ved å flytte rørets plassering til toppen av hodet gir DreamWear større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear.*



Utgivelsesdato
2018-04-03

Versjon: 11.0.1

12 NC: 0000 011 16746
UPC: 6 06959 40205 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

** Dataanalyse av pasientpreferanseprøve fra august 2017 der n = 85 og reseptbelagte masker omfatter Resmed Airfit F10 og F20, Respiroics Amara View og F&P Simplus, basert på 10 dagers bruk.
* *2017 Philips' spørreskjema for brukerpreferanser
* ¹Se brukerveiledningen for mer detaljert informasjon om rengjøring.