



Philips InnoSpire Elegance
Compressorsysteem van
de vernevelaar

Tafelmodel voor gebruik in huis

Behandeling in 6-8 minuten*

*Bij een dosis van 2,5 ml
salbutamol

Vernevelaar met meegeleverd



HH1300

Betrouwbare vernevelingstherapie waar u op kunt rekenen

Voor een consistente behandeling

InnoSpire Elegance is ontworpen voor continue behandeling in het ziekenhuis en thuis. Dit hulpmiddel zorgt voor snelle, efficiënte en betrouwbare toediening van aerosol.

Korte behandel tijden

- Behandeling toegediend in 6-8 minuten*

Stijlvol, robuust ontwerp

- Robuust en betrouwbaar ontwerp

Beproefde SideStream-technologie

- Beproefde vernevelingstechnologie

Voor gebruik in het ziekenhuis en thuis

- Ontworpen voor continu gebruik
- Compatibel met de vaakst voorgeschreven vernevelingsmedicijnen

PHILIPS

Compressorsysteem van de vernevelaar

Tafelmodel voor gebruik in huis Behandeling in 6-8 minuten*, *Bij een dosis van 2,5 ml salbutamol, Vernevelaar kit meegeleverd

Kenmerken

Voor gebruik in huis



InnoSpire Elegance zorgt voor consistente en betrouwbare vernevelingstherapie en is robuust genoeg voor continu gebruik in zowel een klinische als thuisomgeving.

Kracht en stijl in één apparaat



Ontworpen om zowel bij uw levensstijl te passen als veelvuldig gebruik aan te kunnen. U kunt erop rekenen dat u gedurende de levensduur van de vernevelaar hoge kwaliteit aerosol toegediend krijgt.

Beproefde vernevelingstechnologie



Terwijl de InnoSpire Elegance lucht door de buis duwt, wordt er extra lucht aangezogen via de

bovenkant van de vernevelaar. Zo ontstaat er een snelle flow van aerosolmedicatie om in te ademen. SideStream is ontworpen om bestand te zijn tegen veelvuldig en herhaald gebruik en zal uw vernevelingsmedicijnen efficiënt blijven toedienen totdat het tijd is voor vervanging.

Behandelingstijd



InnoSpire Elegance is ontworpen om in combinatie met de SideStream-vernevelaar te zorgen voor korte behandelingstijden en een snelle toediening van medicijnen.

Veelzijdigheid



In staat om een grote verscheidenheid aan medicijnen te vernevelen die regelmatig in combinatie met vernevelaars worden gebruikt om ademhalingsaandoeningen te behandelen.

HH1300/00

Specificaties

Ontwerp

- Compact: Weegt slechts 1,5 kg

Parameters tijdens gebruik

- Elektrische classificatie/vermogen: 120 V/60 Hz, 1,7 ampère
- Maximale stroomsnelheid: 9,4 l/min
- Maximale druk: 44 psi
- Bedrijfsmodus: Continu
- Stroomsnelheid tijdens gebruik: 7 l/pm @ 10 psi

Prestatiegegevens

- MMAD: 2,9 µm
- Fijne-deeltjesfractie: 77% lager dan 5 µm
- Vernevelingscapaciteit: 8 ml

Productgegevens

- Gewicht: 1,5 kg
- Formaat: 165 x 165 x 108 mm
- Geluidsniveau: 58 ± 3 dBA
- Behandelingstijd (6-8 minuten*): * Dosis van 2,5 ml salbutamol

Service

- Garantie: 5 jaar



Publicatiedatum
2018-07-25

Versie: 7.1.2

12 NC: 0000 010 99973
UPC: 3 83730 99973 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** Bij een dosis van 2,5 ml salbutamol