

Philips DreamStation Go

Filtert stof, pollen en meer.

Verpakking bevat 6 filters.  
95% effic. bij deeltjes < 0,7 micron  
Verpakking van 6 stuks

HH1454



## 30-daags fijnfilter

Philips 30-daagse wegwerpfijnfilters zorgen ervoor dat u schone lucht inademt door 95% van alle stof, pollen, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren en meer deeltjes van 0,5-0,7 micron tegen te houden.

### 30-daags wegwerpfijnfilter

- 30-daags fijnfilter

# PHILIPS

## 30-daags wegwerpfijnfilter

Filtert stof, pollen en meer. Verpakking bevat 6 filters., 95% effic. bij deeltjes < 0,7 micron, Verpakking van 6 stuks

# Specificaties

### Compatibiliteit

- PAP-systeem: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Service

- Garantie: 15 dagen

### Technische gegevens

- Vervanging: Om de 30 dagen

- Materiaal filter: Gemengde synthetische vezels
- Filterefficiëntie: 95% efficiëntie bij deeltjes van 0,5-0,7 micron

### Verpakkingsgegevens

- Inhoud: Inclusief 2 filters

### Onderdeelnummer

- 30-daags wegwerpfijnfilter: 1133744

HH1454/00

# Kenmerken

## 30-daags fijnfilter



Gebruik het 30-daags wegwerpfijnfilter in uw DreamStation Go PAP-apparaat voor onderweg voor een nog betere filtratie.



Publicatiedatum  
2018-09-07

Versie: 7.0.2

12 NC: 0000 011 33744  
UPC: 6 06959 41544 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)