

Philips System One
Luftfukter for System One

Inkludert vannkammer

HH1435



Flere funksjoner som du ønsker deg

Denne eksterne luftfukteren som kan kobles til, er enkel å bruke for å tilføre luften fuktighet, slik at den blir mer behagelig

Suveren komfort takket være optimaliserte fuktighetsnivåer

- Fuktoptimalisering

Dry Box-teknologi

- Dry Box-teknologi

Brukervennlig utforming

- Toppfestet slangeåpning

PHILIPS

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 2 år

Utforming

- Avtakbar fukter: Tas av ved reise
- Fukter og vannkammer: Forbedret komfort
- Toppfestet slangeåpning: Dreier 180 grader for bevegelsesfrihet

Varmeplate

- Maksimal temperatur: 75 °C

Fysiske spesifikasjoner

- Mål: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H
- Vekt: 0,89 kg

Vannkapasitet

- Anbefalt vannivå: 325 ml

HH1435/00

Høydepunkter

Dry Box-teknologi



Isolerer vann fra enheten med enkel tilgang til vannkammer

Fuktoptimalisering



Leser luften i rommet og pusten for å justere luftfuktigheten

Toppfestet slangeåpning



Tilkobling som kan dreies 180 grader for bevegelsesfrihet



Utgivelsesdato
2017-10-03

Versjon: 1.0.1

12 NC: 0000 000 0IN6H
UPC: 6 06959 01424 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com