



Philips DreamWear
Hodestropp

Standard



HH1119

Som om du ikke har noe på deg*

Med friheten og komforten du får med DreamWear kan du sove akkurat slik du vil.

Lett å bruke

- Myk og komfortabel

PHILIPS

Spesifikasjoner

Produktdetaljer

- Materialer: Nylon, Polyuretanskum, Spandex
- Garanti: 90 dager

Rengjøring: hodestropp, slange

- Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel: Skyll

grundig, heng til tork¹

Erstatning

- Kontroller daglig for slitasje: Bytt ved første tegn til slitasje

Høydepunkter

Nyskapende utforming



En modulbasert tekstilbøyle for alle bøylestørrelser



Utgivelsesdato
2017-12-12

Versjon: 9.0.1

12 NC: 0000 011 16750
UPC: 6 06959 40207 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com

* **2017 Philips' spørreskjema for brukerpreferanser