



Philips Amara View
Heldekkende ansiktsmaske

Enkeltpakke

Liten pute
m/hodestropp



HH1221

Gled deg over visningen

Med den nyskapende utformingen som går under nesen, hindrer ikke Amara View synsfeltet, og du unngår røde merker, ubehag og iritasjon over neseryggen

Nyskapende utforming som går under nesen

- Komfort og ytelse

Uhindret synsfelt, slik at du kan bruke briller og lese

- Bredest synsfelt blant de ledende heldekkende ansiktsmaskene

Det minste og letteste alternativet

- Dekker ansiktet i mindre grad enn noen andre ledende heldekkende ansiktsmasker

PHILIPS

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

- Bredt synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV
- Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

Utforming som går under nesen

- Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

Utforming

- Hodestropp: Enkel justering
- Stille ekshalasjon: Dreibart 360°-graders vinkelrør

Beskrivelser

- Driftstrykk: 4–20 cmH₂O
- Lydtrykknivå: 24,2 DBA
- Ant. deler: Fire
- Putemateriale: Flytende silikongummi (LSR)
- Bøyle-/vinkelrør-/svingfeste-materiale: Polykarbonat
- Materiale i hodedelklemmer/rør: Termoplast polyester elastomer

- Hodestroppmateriale: Polyuretan, nylon-Lycra
- Materiale i hurtigkoblingsfunksjonen: Polyoksymetylen (acetal)
- Rengjøringsinstruksjoner: maske: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig og lufttørk
- Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk

Kontraindikasjoner:

- Nylig øyeoperasjon, tørre øyne, hiatal brokk, kraftig refluks
- svekket hosterefleks: svekket kardial sfinkter

Service

- Garanti: 90 dager

Tiltenkt bruk

- For pasienter >30 kg: med foreskrevet CPAP

Høydepunkter

Minst og lettest alternativ



Amara View er mindre* og lettere** enn tradisjonelle heldekkende ansiktsmasker. Den dekker derfor mindre av ansiktet enn tilsvarende masker, samtidig som du slipper den klumpete puten og bøylene foran øynene. * Intern testing: data på fil ** Gjelder ikke Amara View-røret med hurtigkobling

Nyskapende utforming



Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon på neseryggen

Uhindret synsfelt



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

