



Philips DreamStation Go  
Batteri som varer hele  
natten

Oppretthold behandling uten  
strøm

Kompakt  
Lett – 696 g

HH1450

## CPAP-behandling – selv uten strømnett!

Mange pasienter som lider av søvnapné, kan oppleve problemer med å opprettholde behandlingen når de er uten strømnett. Derfor har Philips utviklet batteriet DreamStation Go, som varer natten igjennom.

### **Kompakt og lett**

- Kompakt og lett

# PHILIPS

Batteri som varer hele natten  
Oppretthold behandling uten strøm Kompakt, Lett – 696 g

## Spesifikasjoner

### Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Service

- Garanti: 1 år

### Teknisk informasjon

- Vekt: 696 g
- Utgangsspenning: 18–24,6 V likestrøm
- Batteriteknologi: Litiumioner

- Inngangsspenningsområde: 100–240 V vekselstrøm 50/60 Hz, 2,0–1,0 A
- Utgangseffekt: 50 W
- Driftstid: >8 timer
- Minimum levetid: 500 sykluser
- Oppladingstid: <5 timer

### Delenummer

- Batteripakke: 1133281

HH1450/00

## Høydepunkter

### Kompakt og lett



Hvis du har tenkt å reise til et sted uten strømnett, kan DreamStation Go-batteriet, som varer hele natten, bidra til at du fortsetter behandlingen. Dersom DreamStation Go angis til 10 cm av trykket som vises, har batteriet en gjennomsnittlig driftstid på 13 timer\* med DreamStation Go-batteriet som varer natten igjennom. Merk: Driftstiden for batteriet kan variere ved høyere innstilt CPAP-trykk, stor maskelekkasje, høyde og temperatur samt ladeenheter med USB-port og andre.

\*Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H<sub>2</sub>O, 12 mm rør, 37 lpm lekkasje, 23 °C rom ved en høyde på 503 meter.



Utgivelsesdato  
2018-09-07

Versjon: 5.0.2

12 NC: 0000 011 33281  
UPC: 6 06959 41479 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)