



Philips InnoSpire Go  
Suukappale

Värähtelevä verkkotekniikka

Varaosia  
InnoSpire Go -laitteeseen



HH1345

## Kliinisesti testattu värähtelevä verkkotekniikka

Vaihdeettava suukappale pitää InnoSpire Go -laitteen suorituskykyisenä ja annostelee lääkityksen tehokkaasti sekä lapsille että aikuisille.

### Helppo puhdistaa ja huoltaa

- Vain yksi puhdistettava osa

### Kliinisesti testattu värähtelevä verkkotekniikka

- Värähtelevä verkkotekniikka, käytössä sairaaloissa maailmanlaajuisesti

### 1 vuoden käyttö

- 1 vuoden käyttö

**PHILIPS**

## Tekniset tiedot

### Tuotteen tiedot

- Suukappale: InnoSpire Go -laitteeseen
- Enimmäistäyttötaso: 8 ml
- Verkon materiaali: Nikkeli-palladium
- Rungon ulkomateriaali: Grilamid™ (muovi)

- Pakkauksen koko: 65 mm x 65 mm x 70 mm
- Pakkauksen paino: 45 g

### Huolto

- Suukappaleen takuu: 1 vuosi, suositeltavaa vaihtaa vuosittain

HH1345/00

## Kohokohdat

### Helppo puhdistaa ja huoltaa



Helposti irrotettava suukappale tekee InnoSpire Go -laitteen käytöstä, huollosta ja puhdistuksesta vaivatonta.

### Kliinisesti testattu tekniikka



Se annostelee aerosolia tasaisesti, optimoi hiukkaskoon ja kohdistaa lääkkeen keuhkoihin.

### Hoitokäyttö



Tasainen ja luotettava hoito.



Julkaisupäivä 2018-07-26

Versio: 6.0.2

12 NC: 0000 011 28501  
EAN: 87 12581 75436 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)