

Philips
Snabbkopplingslang och
knärör

Standard

HH1008



Fäster på Wisp-maskens framsida

Fäst Wisp-slangen och knäröret på maskens framsida. Du kan även föra maskslangen genom huvudbandets toppögla innan du justerar huvudbandet.

Design

- Roterande knärör

PHILIPS

Specifikationer

Design

- Snabbkoppling: 360 graders roterande knärör

Service

- Garanti: 90 dagar

Specifikationer

- Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
- Knärör/swivel, material:: Polykarbonat

Funktioner

Roterande knärör

Det 360° roterande knäröret har en snabbkoppling med tyst utandning



Publiceringsdatum
2018-03-08

Version: 5.1.1

12 NC: 0000 011 05624

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com