



Philips Amara View
Tubo de liberación rápida

Estándar



HH1224

Liberación rápida

Conecte el tubo flexible (incluido en el dispositivo) al tubo de liberación rápida de Amara View. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar

- Comodidad y rendimiento

PHILIPS

Tubo de liberación rápida
Estándar

Especificaciones

Un diseño innovador

- Comodidad y rendimiento: Desconexión rápida

Servicio

- Garantía: 90 días

Especificaciones

- Material de la característica de desmontaje rápido:
Polioximetileno (acetálico)

HH1224/00

Destacados

Un diseño innovador



Amara View cubre una superficie menor de la cara del paciente en comparación con el resto de las mascarillas oronasales



Fecha de emisión
2018-04-03

Versión: 3.0.1

12 NC: 0000 010 90689

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com