



Philips Nuance Pro  
Hovedtøj

**Materiale**  
Standardstørrelse



HH1107

## En ny valgmulighed for bedre søvn

Innovativt non-slip hovedtøj, der er designet til at blive siddende, mens du sover

### **Større stabilitet**

- Forbliver på plads mens du sover.



# PHILIPS

# Specifikationer

## Design

- Forbliver på plads: Letvægt, Hovedtøj med non-slip

## Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: Nylon UBL/uretanskum/Lycra
- Rengøring af hovedtøj: Vask i hånden med et mildt

rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

## Service

- Garanti: 90 dage

HH1107/00

# Vigtigste nyheder

## Hovedtøj med non-slip



Nuance er designet til at sikre en mere behagelig og velkendt fornemmelse.



Udgivelsesdato  
2018-01-29

Version: 4.1.2

12 NC: 0000 011 05178

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)