

Philips TrueBlue
Nesepute og klaff

Petite

HH1016



Premium blue-gelen er tynn og lett

TrueBlue-neseputen og -klaffen er tilgjengelig i fem komfortable størrelser.

Utforming

- Premium blue-gel

PHILIPS

Spesifikasjoner

Utforming

- Selvjusterende: Automatisk forseglingsteknologi

Service

- Garanti: 90 dager

Beskrivelser

- Putemateriale: Polyuretan-gel og polyesterfilm
- Klaffemateriale: Silikon

HH1016/00

Høydepunkter

Komfort



Sammen med Premium blue-gelen danner den tynne, spesialtilpassede ytre silikonmembranen en effektiv, selvjusterende forsegling.



Utgivelsesdato
2017-08-20

Versjon: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71861

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com