

Philips DreamStation Go

Filtre poussière, pollen et plus.

Emballage contient 6 filtres.  
Efficacité de 95 % au-dessous de  
7  $\mu$   
Lot de 6



HH1454

## Filtre fin, conçu pour durer 30 jours

Les filtres fins interchangeables à usage unique de Philips sont conçus pour durer 30 jours et permettent de nettoyer l'air que vous respirez en absorbant la poussière, le pollen, les moisissures, la squame animale et bien d'autres particules avec une efficacité de 95 % entre 5 et 7 microns.

### **Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours**

- Filtre fin, conçu pour durer 30 jours

# PHILIPS

Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours  
Filtre poussière, pollen et plus. Emballage contient 6 filtres., Efficacité de 95 % au-dessous de 7 µ, Lot de 6

HH1454/00

## Caractéristiques

### Compatibilité

- Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

### Entretien

- Garantie: 15 jours

### Informations techniques

- Remplacement: Tous les 30 jours

- Matériau du filtre: Fibres synthétiques mélangées
- Efficacité du filtre: Efficacité de 95 % entre 5 et 7 microns

### Emballage

- Contenu: Comprend 2 filtres

### Référence

- Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours: 1133744

## Points forts

### Filtre fin, conçu pour durer 30 jours



Essayez ce filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours et améliorez la filtration de votre appareil de PPC de voyage DreamStation Go.



Date de publication  
2018-09-07

Version: 7.0.2

12 NC: 0000 011 33744  
UPC: 6 06959 41544 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)