

Philips System One
Strømforsyning

80 W
(uden vekselstrømsledning)

HH1417



Forsyn din enhed med strøm

80 watt-strømforsyningen er påkrævet ved brug af en System One-enhed i 60-serien med opvarmet befugter OG den opvarmede slange. En kompatibel vekselstrømsledning skal tilføjes for at tilslutte strømforsyningen til en stikkontakt.

Ekstern strømforsyning

- Brug sammen med vekselstrømsnetledningen HH1420/00

PHILIPS

Strømforsyning
80 W (uden vekselstrømsledning)

Specifikationer

Strøm

- Strømforsyning: Brug med System One-enhed i 60-serien

Service

- Garanti: 90 dage

HH1417/00

Vigtigste nyheder

80 W strømforsyning



Afhængigt af, om man bruger en opvarmet slange eller ej, er der to strømforsyningsmuligheder til rådighed for System One 60-serien: - ekstern 80 watt strømforsyning til System One 60-serien - Ekstern 80 W strømforsyning til System One 60-serien. 80 W strømforsyningen er nødvendig for at opvarme slangen.



Udgivelsesdato
2018-02-05

Version: 2.0.2

12 NC: 0000 010 91399
UPC: 6 06959 01393 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com