

Philips Wisp
Huvudband

Reducerad storlek

HH1026



Enkel klickjustering av huvudbandet

Elastiskt huvudband med integrerad slanghållare. Självjustering ger en naturligare passform.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Design

- Personanpassad och bekväm passform

PHILIPS

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

- Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Komfort: Självjusterande

Specifikationer


- Huvudbandsmaterial: Termoplastisk UBL/uretanskum/nylon/lycra/nylon
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

Funktioner

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

Enkel att justera



Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla



Publiceringsdatum
2018-04-16

Version: 3.1.1

12 NC: 0000 011 09307
UPC: 6 06959 40738 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com