



Philips DreamWear
Maskirunko

Varaosa
Keskikokoinen runko



HH1117

Höyhenenkevyt maski.*

DreamWear antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Innovatiivinen malli

- Ilmaletkun liitäntä päälle
- Pehmeä, joustava runko

Helppokäyttöinen

- Yksilölliset ominaisuudet

PHILIPS

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

- Mukava ja toimiva: Pehmeät kangasremmit

Tuotteen tiedot

- Materiaalit: Polykarbonaatti, Silikoni
- Takuu: 90 päivää

Puhdistus: runko

- Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua¹

Varaosat

- Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

HH1117/00

Kohokohdat

Helppokäyttöinen runko



Helppo käyttää. Valitse kolmesta runkokoosta itsellesi sopivin. Kaikki pehmusteet sopivat kaikkiin runkoihin.

Innovatiivinen runkomalli



Pehmeää ja joustavaa runkoa on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.*

Liikkumisen vapautta



Koska letku lähtee päältaelta, DreamWear antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear ei vaikuta heidän nukkumisasentoonsa.*



Julkaisupäivä 2018-04-03

Versio: 11.0.1

12 NC: 0000 011 16746
UPC: 6 06959 40205 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeututkimus, n = 85.
Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respiroics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat 10 päivän käyttökokeukseen.
* Philipsin vuonna 2017 tekemä käyttäjäkysely
* ¹ Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.