



Philips Wisp
Bretella di fissaggio

Standard



HH1005

Bretella di fissaggio a scatto di facile regolazione

Cinghia trasversale elastica con supporto per tubo integrato, autoregolante per una migliore vestibilità

Design

- Vestibilità confortevole e personalizzata

PHILIPS

Bretella di fissaggio
Standard

Specifiche

Assistenza

- Garanzia: 90 giorni

Design

- Comfort: Autoregolazione


Specifiche

- Materiale della bretella di fissaggio: UBL/schiuma di uretano/nylon/lycra/nylon termoplastico
- Pulizia: bretelle di fissaggio, tubo: Lavare a mano con un detergente delicato, Sciacquare accuratamente, appendere per fare asciugare

HH1005/00

In evidenza

Regolazione facile



Cinghia superiore autoregolante con anello di supporto per tubo



Data di rilascio
2018-04-11

Versione: 2.1.1

12 NC: 0000 010 94082

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com