

Philips
Conector de tubo y codo
de Wisp

Estándar

HH1008



Se conecta al frontal de la mascarilla

Conecte el tubo y el codo giratorio de Wisp al frontal de la mascarilla. También puede deslizar el tubo de la mascarilla por la correa coronal del arnés antes de colocarse el arnés. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Codo rotatorio

PHILIPS

Especificaciones

Diseño

- Liberación rápida: Codo rotatorio de 360°

Servicio

- Garantía: 90 días

Especificaciones

- Material del tubo: Elastómero de poliéster termoplástico
- Material del codo/conector giratorio:: Policarbonato

Destacados

Codo rotatorio

El codo rotatorio de 360° presenta un diseño que permite una liberación rápida y una exhalación silenciosa



Fecha de emisión
2018-03-08

Versión: 5.1.1

12 NC: 0000 011 05624

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com