

Philips TrueBlue
Huvudband

Reducerad storlek

HH1015



TrueBlue-huvudbandet har integrerade justerbara remmar

TrueBlue är utformat för att ge högre komfort, stabilitet och rörelsefrihet med minimala justeringar.

Design

- Extra stabilitet

PHILIPS

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Stabilitet: Bakstycke med huvudrem

Specifikationer

- Huvudbandsmaterial: UBL/uretanskum/nylon och lycra
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

Funktioner

Justerbara remmar



Huvudbandet har integrerade justerbara remmar som övergår i ett enda bakstycke med en huvudrem för extra stabilitet

