



Philips DreamWear
Fuld ansigtsmaske
Hovedtøj

Fuld ansigtsmaske Reservedel
Standardhovedtøj



HH1131

Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

Behagelig og nem at anvende

- Hovedtøj med blødt stof med magnetklemmer

PHILIPS

Specifikationer

Advarsel: Magnetisk interferens

- Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

Produktoplysninger

- Materialer: Nylon, Polyuretanskum, Spandex
- Garanti: 90 dage

Udskiftning

- Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn på slitage

HH1131/00

Vigtigste nyheder

Blød og behagelig



Hovedtøjet med blødt stof er behageligt at have på om natten, mens magnetklemmerne gør det nemt at justere for bedre pasform.

Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.



Udgivelsesdato
2018-04-29

Version: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33450
UPC: 6 06959 41465 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.