

Philips Wisp
Magneetti liittimet

2 kpl/pakkaus

HH1027



Liittimet helpottavat pääremmien säätämistä

Napsauttamalla kiinnitettävät pääremmien liittimet ja säädettävät läpät nopeuttavat ja helpottavat säätämistä.

Helppokäyttöinen

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Muotoilu

- Napsautettavat pääremmien liittimet ja säädettävät läpät

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

- Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Muotoilu

- Helppo säätää: Itsesäätävä

Tekniset tiedot

- Pääremmin liittimien materiaali: Asetaali-kopolymeeri ja neodyymimagneetti

Kohokohdat

Helppo säätää



Maskin käyttö ja ylläpito on helppoa, sillä siinä on vain vähän osia ja sen pääremmit kiinnittyvät napsauttamalla.

Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

