



Philips DreamWear
Nenä-suomaskin pehmuste

Nenä-suomaskin varaosa
M-koon leveä pehmuste



HH1128

Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

Innovatiivinen malli

- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Nenän alle asettava pehmuste

PHILIPS

Nenä-suomaskin pehmuste
Nenä-suomaskin varaosa M-koon leveää pehmuste

Tekniset tiedot

Tuotteen tiedot

- Materiaalit: Polykarbonaatti, Silikoni
- Takuu: 90 päivää

Puhdistus: pehmuste

- Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtele

huolellisesti ja anna kuivua¹

Varaosat

- Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

HH1128/04

Kohokohdat

Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

Ei enää painaumia nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumia tai ärsytystä.**



Julkaisupäivä 2018-05-22

Versio: 1.2.1

12 NC: 0000 011 33433
UPC: 6 06959 41460 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeututkimus, n = 85.
Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20,
Respironics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat
10 päivän käyttökokeukseen.

* ¹ Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.