



Philips Wisp
Hovedtøj

Standard



HH1005

Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Elastisk issestrop med integreret slangeholder Selvjusterende for at give en mere naturlig pasform

Design

- Personlig og behagelig pasform

PHILIPS

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Komfort: Selvjusterende

Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon termoplast
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger

