



Philips DreamWear  
Maskenkissen mit  
Gelkissen

Größe M



HH1125

## Als wäre sie gar nicht da.\*

Das innovative Design von DreamWear Gelkissen ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

### Einfache Bedienung

- Individuelle Funktionen

### Innovatives Gelkissen Design

- Einfache Anpassung
- Modulares Design
- Komfort und Leistung

**PHILIPS**

# Daten

## Produktangaben

- Materialien: Polycarbonat, Polyurethan-Gel, Silikon
- Gewährleistung: 90 Tage

## Reinigung: Maskenkissen

- Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:

Sorgfältig abspülen, an der Luft trocknen<sup>1</sup>

## Austausch

- Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

# Besonderheiten

## Einfache Anpassung



Wählen Sie das Maskenkissen so aus, dass die blauen Gelböden des Maskenkissens bequem und ohne Zwischenräume unter der Nase sitzen. Nur die weiche Silikonspitze sollte sich innerhalb Ihrer Nasenlöcher befinden. Drücken Sie die blauen Gelböden nicht in die Nasenlöcher.

## Innovatives Design



Angenehmer im Gesicht, an der Nase und in den Nasenlöchern. Benutzer bewerteten die DreamWear Gelkissen als wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer bisher genutzten Schlaftherapiemaske.

## Innovatives Design



Einfache Anwendung dank eines modularen Maskenrahmens für alle Kissengrößen.

## Modulares Design



Modulares Design für eine schnelle Zusammensetzung und Reinigung mit austauschbaren Gelkissen und Nasenkissen.



Ausstellungsdatum  
2018-06-08

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 011 25036  
UPC: 6 06959 40239 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

<sup>1</sup> \* Philips Umfrage zu Benutzerpräferenzen, 2017